

FICHA TÉCNICA

MANGO DE ESPEJO ROSCA CONE-SOCKET PROCLINIC		
REFERENCIA	59860	
FABRICANTE / RESPONSABLE	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.	
DESCRIPCIÓN	Mango de espejo con rosca C.S. Cone-Socket.	
ESPECIFICACIONES	Mango fabricado de acero inoxidable.	
EMBALAJE	1 unidad.	
VIDA ÚTIL	La vida útil de los instrumentos depende de la frecuencia de uso, el cuidado del usuario y los métodos de reprocesamiento adecuados	
LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN	Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Esterilizar en autoclave o con calor seco..	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Proteger de la humedad.	

TECHNICAL DATA SHEET

CONE-SOCKET MIRROR HANDLE, PROCLINIC		
REFERENCE	59860	
MANUFACTURER	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia	
CLASSIFICATION	Medical Device class I, according to Directive 93/42/EEC concerning medical devices.	
DESCRIPTION	Cone-socket mirror handle.	
SPECIFICATIONS	Handle made of stainless steel.	
PACKAGING	1 piece.	
SHELF LIFE	The lifetime of the instruments depends on the frequency of use, the care by the user, and the proper reprocessing methods.	
STERILISATION	The device must be inspected, cleaned, and sterilized before each use. Methods of sterilisation: autoclave or dry heat.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity and excessive heat.	

SCHEMA TECNICA PRODOTTO

MANICO PER SPECCHIETTI CONE-SOCKET PROCLINIC		
CODICE ARTICOLO	59860	
PRODOTTO DA	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italia	
NOTE TECNICHE	Dispositivo Medico Classe I. Classificati in base all'allegato delle Direttiva Europea 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.	
DESCRIZIONE	Manico per specchietti Cone-Socket.	
MATERIALE DI PRODUZIONE	Manico realizzato in acciaio inossidabile.	
IMBALLAGGIO	Confezione singola.	
DATA DI SCADENZA	La vita utile degli strumenti dipende dalla frequenza d'uso, dalla cura da parte dell'utente e dai metodi di rielaborazione appropriati.	
STERILIZZAZIONE	Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione sin dal primo utilizzo. Sterilizzare con autoclave o a secco.	
STOCCAGGIO	Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore.	