


	FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA SHEET	091 v.1
	FRESAS / BURS / BROCAS	12/11/2018


FICHA TÉCNICA

FRESAS DIAMANTE PROCLINIC		
REFERENCIAS	Ver anexo 1	
FABRICANTE / RESPONSABLE	M.D.T. Micro Diamond Technologies Ltd. 2 Hamal Street, Industrial Park North Afula, 1857107 Israel	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.	
DESCRIPCIÓN	Fresas dentales de uso odontológico. No estériles.	
COMPOSICIÓN	Las fresas de diamante están realizadas en acero inoxidable recubierto con diamante.	
ENVASE	Envase conteniendo 3 unidades	
FINALIDAD PREVISTA	Para aplicaciones dentales en clínicas dentales y hospitales por profesionales de la odontología.	
LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN	<p>Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Usar detergentes y desinfectantes adecuados para instrumentos médicos o dentales.</p> <p>El final de la vida útil de la fresa viene determinada por el desgaste y los daños durante el uso, y las fresas deben inspeccionarse para detectar defectos durante el proceso de limpieza preliminar.</p> <p>Esterilizar en autoclave o con calor seco.</p>	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	

	FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA SHEET	091 v.1
	FRESAS / BURS / BROCAS	12/11/2018


TECHNICAL DATA SHEET

PROCLINIC DIAMOND BURS		
REFERENCES	See Annex 1	
MANUFACTURER	M.D.T. Micro Diamond Technologies Ltd. 2 Hamal Street, Industrial Park North Afula, 1857107 Israel	
CLASSIFICATION	Medical Device class IIa, according to Directive 93/42/EEC concerning medical devices.	
DESCRIPTION	Dental rotary instruments for use by dentists. Non sterile.	
COMPOSITION	Stainless steel coated with diamonds.	
PACKAGING	Package containing 3 pieces.	
INTENDED USE	Intended for laboratory and dental applications in dental clinics and hospitals by licensed dentist.	
STERILISATION	<p>All the instruments must be inspected, cleaned, and sterilized before each use. Use detergents and disinfectants suitable for use with medical or dental instruments.</p> <p>The end of bur's life is determined by wear and damage in use and the burs should be inspected for defects during the preliminary cleaning process.</p> <p>Methods of sterilisation: autoclave or dry heat.</p>	
STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity and excessive heat.	

	FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA SHEET	091 v.1
	FRESAS / BURS / BROCAS	12/11/2018


FICHA TÉCNICA

BROCAS DENTÁRIAS PROCLINIC		
REFERÊNCIAS	Ver anexo 1	
FABRICANTE	M.D.T. Micro Diamond Technologies Ltd. 2 Hamal Street, Industrial Park North Afula, 1857107 Israel	
CLASSIFICAÇÃO	Dispositivo Médico Classe IIa, de acordo com a Diretiva 93/42/CEE relativa aos dispositivos médicos	
DESCRIÇÃO	Brocas dentárias para uso odontológico. Não estéril.	
COMPOSIÇÃO	Feita de aço inoxidável revestido com diamante.	
EMBALAGEM	3 unidades	
FINALIDADE	Destinado a aplicações em laboratório e odontologia em clínicas odontológicas e hospitais por dentista licenciado.	
ESTERILIZAÇÃO	<p>Todos os instrumentos devem ser inspecionados, limpos e esterilizados antes de cada uso. Use detergentes e desinfetantes adequados para uso com instrumentos médicos ou odontológicos. O final da vida da broca é determinado pelo desgaste e danos em uso e as brocas devem ser inspecionadas quanto a defeitos durante o processo de limpeza preliminar.</p> <p>Métodos de esterilização: autoclave ou calor seco.</p>	
ALMAZENAMENTO E TRANSPORTE	<p>Armazenar em local fresco e seco.</p> <p>Manter afastado da luz solar. Proteger da humidade.</p>	


	FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA SHEET	091 v.1
	FRESAS / BURS / BROCAS	12/11/2018

ANEXO 1

Ref.	
7501	FRESAS F.G. 801-010 DIAMANTE PROCLINIC
7502	FRESAS F.G. 801-012 DIAMANTE PROCLINIC
7503	FRESAS F.G. 801-014 DIAMANTE PROCLINIC
7504	FRESAS F.G. 801-016 DIAMANTE PROCLINIC
7505	FRESAS F.G. 801-018 DIAMANTE PROCLINIC
7506	FRESAS F.G. 805-010 DIAMANTE PROCLINIC
7507	FRESAS F.G. 805-012 DIAMANTE PROCLINIC
7508	FRESAS F.G. 805-014 DIAMANTE PROCLINIC
7509	FRESAS F.G. 805-016 DIAMANTE PROCLINIC
7510	FRESAS F.G. 806-012 DIAMANTE PROCLINIC
7511	FRESAS F.G. 807-012 DIAMANTE PROCLINIC
7512	FRESAS F.G. 830-010 DIAMANTE PROCLINIC
7513	FRESAS F.G. 830-012 DIAMANTE PROCLINIC
7514	FRESAS F.G. 909-042 DIAMANTE PROCLINIC
7515	FRESAS F.G. 368-016 DIAMANTE PROCLINIC
7516	FRESAS F.G. 835-008 DIAMANTE PROCLINIC
7517	FRESAS F.G. 835-009 DIAMANTE PROCLINIC
7518	FRESAS F.G. 835-010 DIAMANTE PROCLINIC
7519	FRESAS F.G. 835-012 DIAMANTE PROCLINIC
7520	FRESAS F.G. 836-012 DIAMANTE PROCLINIC
7521	FRESAS F.G. 837-010 DIAMANTE PROCLINIC
7522	FRESAS F.G. 837-012 DIAMANTE PROCLINIC
7523	FRESAS F.G. 837-014 DIAMANTE PROCLINIC
7524	FRESAS F.G. 877-010 DIAMANTE PROCLINIC
7525	FRESAS F.G. 877-012 DIAMANTE PROCLINIC
7526	FRESAS F.G. 878-012 DIAMANTE PROCLINIC
7527	FRESAS F.G. 878-014 DIAMANTE PROCLINIC
7528	FRESAS F.G. 879-012 DIAMANTE PROCLINIC
7529	FRESAS F.G. 879-014 DIAMANTE PROCLINIC
7530	FRESAS F.G. 848-014 DIAMANTE PROCLINIC
7531	FRESAS F.G. 848-016 DIAMANTE PROCLINIC
7532	FRESAS F.G. 856-014 DIAMANTE PROCLINIC
7533	FRESAS F.G. 856-016 DIAMANTE PROCLINIC
7534	FRESAS F.G. 850-014 DIAMANTE PROCLINIC
7535	FRESAS F.G. 850-016 DIAMANTE PROCLINIC
7536	FRESAS F.G. 858-014 DIAMANTE PROCLINIC
7537	FRESAS F.G. 859-014 DIAMANTE PROCLINIC
7538	FRESAS F.G. 859-018 DIAMANTE PROCLINIC
7539	FRESAS F.G. CORTO 805-012 DIAMANTE PROCLINIC

	FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA SHEET	091 v.1
	FRESAS / BURS / BROCAS	12/11/2018

7540	FRESAS F.G. CORTO 835-009 DIAMANTE PROCLINIC
7541	FRESAS F.G. SUPERFINO SFC 368-016 PROCLINIC
7542	FRESAS F.G. SUPERFINO SFC 858-014 PROCLINIC
7543	FRESAS F.G. SUPERFINO SFC 859-016 PROCLINIC
7544	FRESAS F.G. 368-023 DIAMANTE PROCLINIC
7545	FRESAS F.G. 858-012 DIAMANTE PROCLINIC
7546	FRESAS F.G. 801-009 DIAMANTE PROCLINIC
7547	FRESAS F.G. TURBO R-848 PROCLINIC
7548	FRESAS F.G. TURBO R-847 PROCLINIC
7550	FRESAS F.G. FINO F 368-016 PROCLINIC
7551	FRESAS F.G. FINO F 858-014 PROCLINIC
7552	FRESAS F.G. FINO F 859-016 PROCLINIC
7553	FRESAS F.G. 835-014 DIAMANTE PROCLINIC
7554	FRESAS F.G. 847-012 DIAMANTE PROCLINIC
7555	FRESAS F.G. 847-014 DIAMANTE PROCLINIC
7556	FRESAS F.G. 847-016 DIAMANTE PROCLINIC
7557	FRESAS F.G. 850-012 DIAMANTE PROCLINIC
7558	FRESAS F.G. 852-012 DIAMANTE PROCLINIC
7560	FRESAS F.G. 807-010 DIAMANTE PROCLINIC
7561	FRESAS F.G. 807-018 DIAMANTE PROCLINIC
7562	FRESAS F.G. 859-010 DIAMANTE PROCLINIC
7563	FRESAS F.G. 859-012 DIAMANTE PROCLINIC
7564	FRESAS F.G. GRUESO G 368-016 PROCLINIC
7565	FRESAS F.G. GRUESO G 368-023 PROCLINIC
7566	FRESAS F.G. GRUESO G 801L-016 PROCLINIC
7567	FRESAS F.G. GRUESO G 835-010 PROCLINIC
7568	FRESAS F.G. GRUESO G 837-012 PROCLINIC
7569	FRESAS F.G. GRUESO G 847-012 PROCLINIC
7570	FRESAS F.G. GRUESO G 848-016 PROCLINIC
7571	FRESAS F.G. GRUESO G 850-014 PROCLINIC
7572	FRESAS F.G. GRUESO G 856-012 PROCLINIC
7573	FRESAS F.G. GRUESO G 856-016 PROCLINIC
7574	FRESAS F.G. GRUESO G 858-014 PROCLINIC
7575	FRESAS F.G. GRUESO G 879K-014 PROCLINIC
7576	FRESAS F.G. SUPERGRUESO SG 837-014 PROCLINIC
7577	FRESAS F.G. SUPERGRUESO SG 850-016 PROCLINIC
7578	FRESAS F.G. SUPERGRUESO SG 856-016 PROCLINIC
7579	FRESAS F.G. SUPERGRUESO SG 856-018 PROCLINIC
7580	FRESAS F.G. FINO F 368-023 PROCLINIC
7581	FRESAS F.G. FINO F 801-018 PROCLINIC
7582	FRESAS F.G. FINO F 862-010 PROCLINIC
7583	FRESAS F.G. SUPERFINO SFC 379-023 PROCLINIC
7584	FRESAS F.G. SUPERFINO SFC 859-010 PROCLINIC

	FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA SHEET	091 v.1
	FRESAS / BURS / BROCAS	12/11/2018

7585	FRESAS F.G. SUPERFINO SFC 859-014 PROCLINIC
7586	FRESAS F.G. 801-023 DIAMANTE PROCLINIC
7587	FRESAS F.G. 801L-016 DIAMANTE PROCLINIC
7588	FRESAS F.G. 802-012 DIAMANTE PROCLINIC
7589	FRESAS F.G. 802-016 DIAMANTE PROCLINIC
7590	FRESAS F.G. 379-023 DIAMANTE PROCLINIC
7591	FRESAS F.G. 806-014 DIAMANTE PROCLINIC
78804	FRESAS F.G. FINO 392-016 DIAMANTE PROCLINIC
78805	FRESAS F.G. GRUESO 801-016 DIAMANTE PROCLINIC
78806	FRESAS F.G. GRUESO 801-014 DIAMANTE PROCLINIC
78808	FRESAS F.G. FINO 859-010 DIAMANTE PROCLINIC
78809	FRESAS F.G. GRUESO 856-014 DIAMANTE PROCLINIC
78810	FRESAS FG X-GRUESO GOLD 368-023 PROCLINIC
78811	FRESAS FG X-GRUESO GOLD 855-025 PROCLINIC
78812	FRESAS FG X-GRUESO GOLD 879-014 PROCLINIC
78813	FRESAS F.G. FINO 859-014 DIAMANTE PROCLINIC
78814	FRESAS FG X-GRUESO GOLD 878-014 PROCLINIC
78815	FRESAS GOLD 847-018 PROCLINIC
78816	FRESAS FG X-GRUESO GOLD 881-016 PROCLINIC
78817	FRESAS FG X-GRUESO GOLD 858-014 PROCLINIC
78818	FRESAS F.G. 834-021 DIAMANTE PROCLINIC