

FICHA TÉCNICA

FRESAS DE TUNGSTENO PROCLINIC		
REFERENCIAS	Ver anexo 1	
FABRICANTE / RESPONSABLE	M.D.T. Micro Diamond Technologies Ltd. 2 Hamal Street, Industrial Park North Afula, 1857107 Israel	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, conforme el Reglamento (UE) 2017/745.	
DESCRIPCIÓN	Fresas dentales de uso odontológico. No estériles.	
COMPOSICIÓN	Las fresas de carburo de tungsteno están realizadas en: En una sola pieza de carburo de tungsteno, o en dos piezas, la cabeza hecha de carburo de tungsteno y el vástago de acero (con o sin revestimiento de oro).	
ENVASE	Envase conteniendo 3 unidades	
FINALIDAD PREVISTA	Para aplicaciones dentales en clínicas dentales y hospitales por profesionales de la odontología.	
LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN	Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Usar detergentes y desinfectantes adecuados para instrumentos médicos o dentales. El final de la vida útil de la fresa viene determinada por el desgaste y los daños durante el uso, y las fresas deben inspeccionarse para detectar defectos durante el proceso de limpieza preliminar. Esterilizar en autoclave o con calor seco.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	

TECHNICAL DATA SHEET

PROCLINIC TUNGSTEN BURS		
REFERENCES	See Annex 1	
MANUFACTURER	M.D.T. Micro Diamond Technologies Ltd. 2 Hamal Street, Industrial Park North Afula, 1857107 Israel	
CLASSIFICATION	Class IIa Medical Device, in accordance with Regulation (EU) 2017/745.	
DESCRIPTION	Dental rotary instruments for use by dentists. Non sterile.	
COMPOSITION	The tungsten carbide burs consist of: Single piece of Tungsten Carbide, or two piece the head made of Tungsten Carbide and the shank made of Steel (coated with gold or not).	
PACKAGING	Package containing 3 pieces.	
INTENDED USE	Intended for laboratory and dental applications in dental clinics and hospitals by licensed dentist.	
STERILISATION	All the instruments must be inspected, cleaned, and sterilized before each use. Use detergents and disinfectants suitable for use with medical or dental instruments. The end of bur's life is determined by wear and damage in use and the burs should be inspected for defects during the preliminary cleaning process. Methods of sterilisation: autoclave or dry heat.	
STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity and excessive heat.	

ANEXO 1 /ANNEX 1

Ref.	
7851	FRESAS F.G. N.3 TUNGST.(1-012) PROCLINIC <i>F.G. BURS N.3 TUNGST.(1-012) PROCLINIC</i>
7852	FRESAS F.G. N.4 TUNGST.(1-014) PROCLINIC <i>BURS F.G. N.4 TUNGST.(1-014) PROCLINIC</i>
7853	FRESAS F.G. N.5 TUNGST.(1-016) PROCLINIC <i>F.G. BURS N.5 TUNGST.(1-016) PROCLINIC</i>
7854	FRESAS F.G. N.6 TUNGST.(1-018) PROCLINIC <i>F.G. BURS N.6 TUNGST.(1-018) PROCLINIC</i>
7855	FRESAS F.G. N.35 TUNGST.(2-010) PROCLINIC <i>F.G. BURS N.35 TUNGSTEN CARBIDE (2-010) PROCLINIC</i>
7857	FRESAS F.G. N.169L TUNGST.(23L-009) PROCLINIC <i>F.G. BURS N.169L TUNGST.(23L-009) PROCLINIC</i>
7858	FRESAS F.G. N.170L TUNGST.(23L-010) PROCLINIC <i>F.G. BURS N.170L TUNGST.(23L-010) PROCLINIC</i>
7859	FRESAS F.G. N.330 TUNGST.(7-008) PROCLINIC <i>F.G. BURS N.330 TUNGST.(7-008) PROCLINIC</i>
7860	FRESAS F.G. N.331 TUNGST.(7-010) PROCLINIC <i>F.G. BURS N.331 TUNGST.(7-010) PROCLINIC</i>
7861	FRESAS F.G. N.330Short (7-008) PROCLINIC <i>F.G. BURS N.330Short (7-008) PROCLINIC</i>
7862	FRESAS F.G. N.7 TUNGST.(1-021) PROCLINIC <i>F.G. BURS N.7 TUNGST.(1-021) PROCLINIC</i>
7863	FRESAS F.G. N.36 TUNGST.(2-012) PROCLINIC <i>F.G. BURS N.36 TUNGST.(2-012) PROCLINIC</i>
7864	FRESAS F.G. N.57L TUNGST.(21L-010) PROCLINIC <i>BURS F.G. N.57L TUNGST.(21L-010) PROCLINIC</i>
7865	FRESAS F.G. N.21RX-012 TUNGST. PROCLINIC <i>F.G. BURS N.21RX-012 TUNGST. PROCLINIC</i>
7866	FRESAS F.G. N.23RX-012 TUNGST. PROCLINIC <i>F.G. BURS N.23RX-012 TUNGST. PROCLINIC</i>
7869	FRESAS F.G. N.1958 TUNGS.(36R) PROCLINIC <i>F.G. BURS N.1958 TUNGS.(36R) PROCLINIC</i>
7870	FRESAS F.G. N.8 TUNGST. (1-023) PROCLINIC <i>F.G. BURS N.8 TUNGST. (1-023) PROCLINIC</i>
7871	FRESAS C.A. N.2 TUNGST.(1-010) PROCLINIC <i>C.A. BURS N.2 TUNGST.(1-010) PROCLINIC</i>
7872	FRESAS C.A. N.3 TUNGST.(1-012) PROCLINIC <i>C.A. BURS N.3 TUNGST.(1-012) PROCLINIC</i>
7873	FRESAS C.A. N.4 TUNGST.(1-014) PROCLINIC <i>C.A. BURS N.4 TUNGST.(1-014) PROCLINIC</i>
7874	FRESAS C.A. N.5 TUNGST.(1-016) PROCLINIC <i>C.A. BURS N.5 TUNGST.(1-016) PROCLINIC</i>
7875	FRESAS C.A. N.6 TUNGST.(1-018) PROCLINIC <i>C.A. BURS N.6 TUNGST.(1-018) PROCLINIC</i>
7876	FRESAS C.A. N.35 TUNGST.(2-010) PROCLINIC

	<i>C.A. BURS. N.35 TUNGST.(2-010) PROCLINIC</i>
7877	FRESAS C.A. N.7 TUNGST.(1-021) PROCLINIC <i>C.A. BURS N.7 TUNGST.(1-021) PROCLINIC</i>
7878	FRESAS C.A. N.8 TUNGST.(1-023) PROCLINIC <i>C.A. BURS N.8 TUNGST.(1-023) PROCLINIC</i>
7879	FRESAS C.A. N.36 TUNGST.(2-012) PROCLINIC <i>C.A.BURS N.36 TUNGST.(2-012) PROCLINIC</i>
78841	FRESA Z-152 ENDO 23mm (3u.) PROCLINIC <i>BURS Z-152 ENDO 23mm (3u.) PROCLINIC</i>
78842	FRESA Z-151 23mm (3u.) PROCLINIC <i>BURS Z-151 23mm (3u.) PROCLINIC</i>
78843	FRESA Z-151 28mm (3u.) PROCLINIC <i>BURS Z-151 28mm (3u.) PROCLINIC</i>